

Nº: HD180430-2

Especificaciones 40S/24x20 45x45 4ply 200pcs/pack	CANTIDAD TOTAL.360,000 pcs
Orden nº: HDL1760R	NORMA DE INSPECCIÓN: Farmacopea europea
LOT Nº: 20180330	



ITEM		ESTANDAR	RESULTADOS
Número de hilos 10cm	Deformación	96+/-5	101
	Trama	80+/-4	77
Tamaño		18"X18"	Bueno
Detectable de rayos x		Con chip de rayos x	Sin
Peso		>23	23.5
Blancura		>80	80.5
Retorno a amarillo		>75	
Tiempo de humedad		10 Segundos	3.5
Acidex/Alcalinidad		4.4<PH<8.2	7.2
resistencia al agua		≤0.5%	0.24%
Almidón/Dextrina		N/A	Bueno
Cenizas quemadas		≤0.3%	0.20%
Perdida en secado		≤8%	5%
Soluble en eter		≤0.5%	0.15%
Sustancias activas de la superficie		≤2MM	Bueno
Olor peculiar		N/A	Bueno
Ruptura mínima newton		>50	55
Fluorescencia		>35	38
Pigmento		N/A	Bueno
lixiviable		N/A	Bueno

INSPECTOR / FECHA: SR TA. GONG HUAN HUAN 2018.4.30

AUDITOR / FECHA: MS. SUN QIAOYING 2018.4.30

Calle 33 N° 4B -11 B/ Federico Lleras / Ibagué - Colombia

Tel. 277 4522 - 270 5789 - Cel. 315 878 6312

✉ Email: medicolombia@hotmail.com

