

FICHA TECNICA TAPABOCAS ELASTICO



1. DESCRIPCION

Un producto diseñado bajo los mejores estándares de calidad, aislante de líquidos, confortable, higiénico, antialérgico, descartable y no re-esterilizable, para ser usado por el personal médico como barrera de seguridad en procedimientos médico quirúrgico o por los pacientes para evitar transmisión de gérmenes o enfermedades provenientes de la exhalación y el usuario la posible exposición a fluidos corporales sin irritar la piel.

Artículos de Inspección	Demanda técnicas
Nombre comercial	Tapabocas de elástico azul no estéril
Material	Tela no tejida (100% prolipropileno)
Peso	Capa interna de 25 g, capa intermedia 20g, capa externa de 20g
Color	Azul Claro o Blanco
Estilo	con dos tiras de caucho en hilo látex tejido
Dimensiones	17.5 x 9 cm
Embalaje	50 pcs/box, 2000 pcs/ctn
Riesgo	Clase I
Uso	Un solo uso
Calidad	Con caucho en hilo para soportar a las orejas, fácil manipulación, eficiencia de filtración bacteriana (BFE) superior al 95%, antialérgico, soporte nasal ajustable.
Condiciones de almacenamiento	El almacenamiento debe ser en un lugar seco, fresco, libre de humedad y de gases cáusticos. Cumplir con la Política Ambiental para la Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos, además con la siguiente reglamentación: Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993, en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos, así como la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en cuanto tiene que Ver con la prestación del servicio público de aseo.

Registro Invima: 2017DM-0017234