



FICHA TÉCNICA

MARCA: Guardianes Recolectores
FABRICANTE: Guardianes Recolectores
CAPACIDAD: 0,3 L
DENSIDAD: 12,5 newton.
PESO CUERPO: 50g
PESO TAPA: 16g
ALTO: 10,1 cm
DIAMETRO INFERIOR: 6 cm
DIAMETRO SUPERIOR: 7,9 cm
MATERIAL: Polipropileno.

USO: para laboratorios clínicos,
odontología y Servicios de poco flujo





FICHA TÉCNICA

MARCA: Guardianes Recolectores
FABRICANTE: Guardianes Recolectores
CAPACIDAD: 0,5 L
DENSIDAD: 12,5 newton.
PESO CUERPO: 55g
PESO TAPA: 23g
ALTO: 9 cm
DIAMETRO INFERIOR: 10 cm
DIAMETRO SUPERIOR: 11 cm
MATERIAL: Polipropileno.

USO: para laboratorios clínicos,
odontología y Servicios de poco flujo





FICHA TÉCNICA

MARCA: Guardianes Recolectores
FABRICANTE: Guardianes Recolectores
CAPACIDAD: 1,0 L
DENSIDAD: 12,5 newton.
PESO CUERPO: 85g
PESO TAPA: 23g
ALTO: 14 cm
DIAMETRO INFERIOR: 9 cm
DIAMETRO SUPERIOR: 11 cm
MATERIAL: Polipropileno.

USO: para bandeja de inyectología en procedimientos ambulatorios, odontología, laboratorio clínico y servicios de poco flujo.





FICHA TÉCNICA

MARCA: Guardianes Recolectores
FABRICANTE: Guardianes Recolectores
CAPACIDAD: 1,5 L
DENSIDAD: 12,5 newton.
PESO CUERPO: 98g
PESO TAPA: 32g
ALTO: 15 cm
DIAMETRO INFERIOR: 10,5 cm
DIAMETRO SUPERIOR: 13 cm
MATERIAL: Polipropileno.

USO: para enfermería, urgencias, centros especializados, laboratorios y droguerías.





FICHA TÉCNICA

MARCA: Guardianes Recolectores
FABRICANTE: Guardianes Recolectores
CAPACIDAD: 2,9 L
DENSIDAD: 12,5 newton.
PESO CUERPO: 148g
PESO TAPA: 32g
ALTO: 24 cm
DIAMETRO INFERIOR: 10,5 cm
DIAMETRO SUPERIOR: 13 cm
MATERIAL: Polipropileno.

USO: para enfermería, laboratorio clínico, urgencias, unidades renales y quirófanos.





FICHA TÉCNICA

PRODUCTO: Sujetadores Metálicos

MARCA: Inoxidable

FABRICANTE: Inoxidables.

GALIBRE: 18

SOPORTE PARA RECIPIENTES: 0,3 L

PESO : 62 g

ALTO ARO: 15 mm

ALTO SOPORTE ANCLAJE: 55mm

DIAMETRO : 70 mm

MATERIAL: Acero Inoxidable

SOPORTE PARA RECIPIENTES: 0,5 L y 1,0 L

PESO : 88 g

ALTO ARO: 15 mm

ALTO SOPORTE ANCLAJE: 55mm

DIAMETRO : 110 mm

MATERIAL: Acero Inoxidable

SOPORTE PARA RECIPIENTES: 2,9 L

PESO : 92 g

ALTO ARO: 15 mm

ALTO SOPORTE ANCLAJE: 55mm

DIAMETRO : 130 mm

MATERIAL: Acero Inoxidable

