



KORPUS 200

BALANZA DIGITAL DE PESO CORPORAL

Balanza digital para la toma del peso corporal ideal para uso en el hogar o en el control de tamizajes. Cuenta un mecanismo de sensores con tecnología precisa para dar seguridad al momento de la medición. Es liviana y resistente gracias a su vidrio templado. Disponible en dos colores.



180kg
Capacidad máxima hasta 180 kg

Pantalla LCD de fácil lectura

Operación continua

Método de encendido tecnología SENSE ON

Hasta 3 años de garantía

GMD-BD-1522-13

GMD-BD-1522-19

EAN 13	7709462756694 - 7709462756601
Dimensiones caja master	35,3 cm x 25 cm x 35,6 cm
Cantidad por caja master	6 unidades
Peso neto caja master	9,36 Kg
Peso bruto caja master	12,02 Kg
Dimensión producto	30 cm x 30 cm x 2,2 cm
Dimensión caja primaria	33,5 cm x 32,9 cm x 3,7 cm
Peso neto unidad	1,26 Kg
Método de medición	Transductores de Fuerza
Rango medición	[5 - 180] kg
División	0,1 kg
Fuente de poder	1 batería 3V (CR2032)
Registro sanitario	No requiere