

FICHA TECNICA



Producto: Compresor nebulizador para aerosolterapia

Nombre Genérico: Compresor nebulizador para aerosolterapia

Marca Comercial: YUWEL

Fabricante: JIANGSU YUYUE MEDICAL

Origen: SHANGHAI

REGISTRO SANITARIO INVIMA

Registro Sanitario: 2017DM-0016194

Titular: Coralmedica Ltda.

Vigencia: 01/06/2027

Vida útil: 3 Años

Clasificación: IIA

Importador: Coralmedica Ltda.

Modalidad: Importar y Vender

Unidad Empaque: Unidad

Unidad Venta: Unidad

Material: PVC termoformado

Indicaciones uso: Leer manual antes de usar

Sistemas calidad: Prueba de estabilidad y aspecto físico en la línea de producción

Condiciones de Almacenamiento:

Almacenamiento en lugar seco y lejos de olores fuertes.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Portable, pequeño y ligero peso
- Compresor de alto flujo de nebulización
 - Ideal para uso en el hogar
 - tamaño y peso ideal para transportar
 - Rata de nebulización 0.20 ml/min.
- Porcentaje partícula nebulizada < 5 µm > 65%
- Máxima compresión del motor > 0.1 mpa
 - flujo libre de compresión 3.5 l/min.
 - Nivel acústico < 55 db
 - Peso aproximado 260 gms.
- Alimentación 110 / 120 v. - 50/60 hz.

ACCESORIOS

1 kit de micronebulización - 1 estuche de transporte - 1 adaptador de corriente - 2 filtros de aire - 1 manual de usuario

REFERENCIA

Ref. 405A