


Producto diseñado con los mejores estándares de calidad, aislante de líquidos, confortable, higiénico, antialérgico, descartable y no reesterilizable.

Uso: Procedimiento en segmento anterior y posterior, queratoconos, vitrectomías, ectropión, entre otros.

Nº	ITEM	COMPONENTES	CANTIDAD
1	949	Campo ojo 2.00x1.50 adh plastificado	1
2	948	Campo media luna 1.50x1.20 sms	1
3	544	Campo 1.20x1.20 sms	1
4	2632	Campo 2.00x1.50 laminado	1
5	2578	Batón americano puño algodón	2
6	1307	Compresa 4 capas cinta radiopaca	2
7	976	Toalla para secado de manos	2
8	961	Bolsa plástica	2
9	11	Indicador con cinta enmascarar	1




Adhesivo



SMS




Refuerzo



Absorbente impermeable



Polietileno azul



Polietileno transparente



Tela laminada



Papel

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

NOMBRE COMERCIAL:	KIT DESECHABLE ESTÉRIL
COMPOSICIÓN:	Polipropileno tela no tejida 35-50 G/M2, polipropileno absorbente 50 -100 G
PRESENTACIÓN:	Bolsa sin fuelle individual especial para esterilización de 40x44 cm por unidad.
EMBALAJE:	Caja x 16 unidades.
TOLERANCIA EN MEDIDAS:	+/- 3 cms.
MARCA:	MAINCO HEALTH CARE S.A.S.
FABRICANTE:	MAINCO HEALTH CARE S.A.S.
REGISTRO SANITARIO:	2014DM-0011814
RIESGO:	Clase 1
METODO DE ESTERILIZACIÓN:	Óxido De Etileno
USO:	UN SOLO USO
RECOMENDACIONES:	Consérvese a una temperatura inferior a 30°C
PRECAUCIONES:	No utilizar si el producto está contaminado o el empaque deteriorado.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:	El almacenamiento debe ser en un lugar seco, fresco, libre de humedad y de gases cáusticos.
DISPOSICIÓN FINAL:	Cumplir con la política Ambiental para la Gestión integral de residuos o desechos peligrosos, además con la siguiente reglamentación: Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993, la relación con la gestión integral de residuos sólidos, así como la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en cuanto tiene que ver con la presentación del servicio público de aseo.