


Elaborado en tela no tejida, aislante de líquidos, descartable y no reestirizable, contiene un campo de oftamología con bolsa recolectora.

Uso: Procedimientos de catarata, estrabismo, vitrectomía, glaucoma y tratamiento de enfermedades de oftalmología, el campo puede ser utilizado en el ojo izquierdo o derecho.

Nº	ITEM	COMPONENTES	CANTIDAD
1	2443	Campo oftalmología sms	1
2	544	Campo 1.20x1.20 sms	1
3	521	Campo 2.00x1.50 sms	1
4	1307	Compresa 4 capas cinta radiopaca	4
5	11	Indicador de esterilización	1



Adhesivo



SMS




Refuerzo




Absorbente impermeable



Polietileno azul



Polietileno transparente



Tela laminada



Papel

# DESCRIPCIÓN TÉCNICA

NOMBRE COMERCIAL:	KIT DESECHABLE ESTÉRIL
COMPOSICIÓN:	Polipropileno tela no tejida 35 G/M2
PRESENTACIÓN:	Bolsa sin fuelle individualde 40x40 cm por unidad
EMBALAJE:	Caja x 22 unidades.
TOLERANCIA EN MEDIDAS:	+/- 3 cms.
MARCA:	MAINCO HEALTH CARE S.A.S.
FABRICANTE:	MAINCO HEALTH CARE S.A.S.
REGISTRO SANITARIO:	2014DM-0011814
RIESGO:	Clase 1
METODO DE ESTERILIZACIÓN:	Óxido De Etileno
USO:	UN SOLO USO
RECOMENDACIONES:	Consérvese a una temperatura inferior a 30°C
PRECAUCIONES:	No utilizar si el producto está contaminado o el empaque deteriorado.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:	El almacenamiento debe ser en un lugar seco, fresco, libre de humedad y de gases cáusticos
DISPOSICIÓN FINAL:	Cumplir con la política Ambiental para la Gestión integral de residuos o desechos peligrosos, además con la siguiente reglamentación: Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993, la relación con la gestión integral de residuos sólidos, así como la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en cuanto tiene que ver con la presentación del servicio público de aseo.