



Elaborado en tela no tejida, especialmente diseñado para disminuir el riesgo de exposición para aquellos agentes químicos durante su elaboración por agentes patógenos o infecciosos.

Usos: Para protección de profesionales que están en constante manipulación o elaboración de agentes químicos y /o tóxicos.



Nº	ITEM	COMPONENTES	CANTIDAD
1	353	Campo 0.70x0.70 sms	1
2	976	Toalla para secado de manos	1
3	798	Overol con capucha y polaina XXL sms	1
4	911	Tapaboca de atar blanco	1
5	11	Indicador de esterilización	1



Adhesivo



SMS



Refuerzo



Absorbente impermeable



Polietileno azul



Polietileno transparente



Tela laminada



Papel

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

NOMBRE COMERCIAL:	KIT DESECHABLE ESTÉRIL
COMPOSICIÓN:	Polipropileno tela no tejida 35 G/M2
PRESENTACIÓN:	Bolsa sin fuelle individual especial para esterilización de 25x36 cm por unidad.
EMBALAJE:	Caja x 40 unidades.
TOLERANCIA EN MEDIDAS:	+/- 3 cms.
MARCA:	MAINCO HEALTH CARE S.A.S.
FABRICANTE:	MAINCO HEALTH CARE S.A.S.
REGISTRO SANITARIO:	2014DM-0011814
RIESGO:	Clase 1
METODO DE ESTERILIZACIÓN:	Óxido De Etileno
USO:	UN SOLO USO
RECOMENDACIONES:	Consérvese a una temperatura inferior a 30°C
PRECAUCIONES:	No utilizar si el producto está contaminado o el empaque deteriorado.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:	El almacenamiento debe ser en un lugar seco, fresco, libre de humedad y de gases cáusticos
DISPOSICIÓN FINAL:	Cumplir con la política Ambiental para la Gestión integral de residuos o desechos peligrosos, además con la siguiente reglamentación: Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993, la relación con la gestión integral de residuos sólidos, así como la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en cuanto tiene que ver con la presentación del servicio público de aseo.