

## FICHA TECNICA



**Producto:** Succionador eléctrico portable para secreciones

**Nombre Genérico:** Succionador eléctrico portable para secreciones

**Marca Comercial:** PULMO-MED

**Fabricante:** SHENZHEN MEDICAL EQUIPMENT Co. Ltd.

**Origen:** China

### REGISTRO SANITARIO INVIMA

**Registro Sanitario:** 2010DM-0006598

**Titular:** Coralmedica Ltda.

**Vigencia:** 24/11/2020

**Vida útil:** 5 Años

**Clasificación:** IIA

**Importador:** Coralmedica Ltda.

**Modalidad:** Importar y Vender

**Unidad Empaque:** Unidad

**Unidad Venta:** Unidad

**Material:** PVC termoformado

**Indicaciones uso:** Leer manual antes de uso

**Sistemas calidad:** Prueba de estabilidad y aspecto físico en la línea de producción

**Condiciones de Almacenamiento:**

Almacenamiento en lugar seco y lejos de olores fuertes.

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Ideal para uso en clínicas, hospitales, consultorios y servicios domiciliarios.

Poder de succión de 15 LPM permite amplio poder de succión, irrigación y aspiración de secreciones en la vía aérea, motor libre de lubricación (aceite) alta presión de vacío, protección para sobre flujo lo que permite controlar los líquidos aspirados, control regulable de aspiración, cuerpo en material plástico de alto impacto que permite un fácil lavado, fácil de transportar, capacidad de la botella de 1000 C.C. Botella plástica reusable, válvula de regulación de succión, alimentación 110 Vol. / 50 - 60 Hz.

### ACCESORIOS

1 Botella de 1000 C.C.

1 Manguera para succión

1 filtro

1 Manual de operación

### REFERENCIA / CAPACIDAD/ USOS

Ref: 7E-A

Cap 1000 MI

Uso adulto, pediátrico y neonatal