



NOMBRE: Cuello cervical tipo philadelfia S-M-L

CÓDIGO: 7704096022368, 7704096022375  
7704096022382

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO: I

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cuello está diseñado en material tipo Eva, lo conforman dos piezas 1 frontal con forma anatómica para el soporte del mentón, la pieza posterior lleva una curvatura, estabilizadores que brindan soporte e inmoviliza el cuello, sistema cierre de contacto krik para un ajuste adecuado.

### CARACTERÍSTICAS

- Alto grado de inmovilización en flexión, extensión, rotación y lateralización.
- Ligera descarga.
- Proporciona sostén a los músculos del cuello.
- Mantiene la alineación de las vértebras.

### DATOS DE EMPAQUE

- Bolsa transparente.
- Empaque individual.

### MATERIA PRIMA

- Lamina Eva.
- Marquilla adhesiva.
- Felpa.
- Gancho.
- Broches.
- Estabilizadores.

### COMPOSICIÓN

Elaborado en material tipo Eva, con sistema cierre de contacto krik.

## ESPECIFICACIONES

Código	Medida	Talla
7704096022368	24,5 x 33 cm	S
7704096022375	33 x 40,5 cm	M
7704096022382	40,5 x 48 cm	L

## USOS Y APLICACIONES

- Tendinitis cervical.
- Osteoartritis y artritis
- Espasmo muscular, músculo - ligamentos, fracturas, luxaciones, sub - luxaciones.
- Inestabilidad y traumas en la región cervical.
- Soporte después de la cirugía cervical

## CONTRAINDICACIONES

Si se presenta, irritación, enrojecimiento o sensibilidad al material suspender el uso y consultar a su médico.

## INSTRUCCIONES DE LAVADADO

Lavar a mano con jabón suave y secar a temperatura ambiente.