

SILLA DE RUEDAS IRON LIGHT KONFORT STANDARD

Con un diseño funcional y características superiores, esta silla de ruedas Konfort Standard, está fabricada en acero resistente para brindar total seguridad y estabilidad usuario. Además cuenta con diferentes opciones de configuración para adaptarse a las necesidades requeridas por el paciente. Con su cómodo sistema de plegado y llantas desmontables facilitan su almacenamiento y transporte. Es ideal para usuarios de vida activa.



SRELS-44: 44 cm ancho
SRELS-47: 47 cm ancho

 Silla liviana de características superiores	 Tapicería en PVC color negro
 Rueda de desmonte rápido	 Marco plegable
 Servicio al cliente	 2 AÑOS DE GARANTÍA

EAN 13 - SKU	7709462756649 - H01SP06237
Dimensiones caja master	78 cm x 28,5 cm x 98,5 cm
Cantidad por caja master	Unidad
Dimensión de la caja	78 cm x 28,5 cm x 98,5 cm
Peso neto caja master	19,79 Kg - 20,04 Kg
Peso bruto caja master	23,14 Kg - 23,41 kg
Ruedas delanteras	8 x 2" Maciza, Rin estrella
Llantas traseras	24" x 1 3/8" Poliuretano y rin radiado.
Reposapiés	Abatibles, removibles, y ajustables en altura
Profundidad del asiento	Desde 32,5 cm a 36,5 cm, en intervalos de 2 cm.
Estructura	Acero ligero pintado, calibre 2 mm.
Estilo del respaldo	Fijo.
Clasificación de riesgo	Clase I (riesgo bajo)
Capacidad de peso	113 kg
Reposabrazos	Abatible, en poliuretano.
Ancho total de la silla	62 cm - 65 cm
Ancho del asiento	44 cm - 47 cm
Altura del respaldo	40 cm
Altura del asiento al piso	52 cm
Registro Sanitario	2013DM-0010767