

MULETA CONVENCIONAL KONFORT BASIC

Esta muleta convencional en aluminio de color gris cuenta con ajuste para la altura en su parte inferior. Es ligera y brinda una asistencia segura al caminar.



KB311L-AL19 **TALLA L**

KB311M-AL19 **TALLA M**

KB311S-AL19 **TALLA S**

SKU (KB311L-AL19 / KB311S-AL19)	H01MA021317 - H01MA021319
EAN 13 (KB311M-AL19)	7709934970252
Dimensiones Caja	L: 138 cm x 32 cm x 28 cm / M: 119 cm x 33 cm x 29 cm / S: 101 cm x 28 cm x 36,5 cm
Cantidad por Caja	12 unidades
Peso Neto	L: 21,48,1 kg / M: 16,4 kg / S: 15,8 kg
Peso Bruto	L: 18,5 kg / M: 18,4 kg / S: 17,8 kg
Altura del producto	L: 177 cm - 197 cm / M: 158 cm - 177 cm / S: 95 cm - 80 cm
Peso del producto	L: 1,71 kg / M: 1,64 kg / S: 1,58 kg
Estructura	Aluminio anodizado
Calibre del tubo	1 mm
Material del apoyo axilar	TPR
Clasificación de riesgo	Clase I (riesgo bajo)
Capacidad de peso	100 kg
Registro Sanitario	2017DM-0016757