

FICHA TECNICA



Producto: Fonendoscopio de doble servicio uso adulto - pediátrico

Nombre Genérico: Fonendoscopio de doble servicio uso adulto - pediátrico

Marca Comercial: BOKANG

Fabricante: WENZHOU BOKANG INSTRUMENTS CO. LTD

Origen: China

REGISTRO SANITARIO INVIMA

Registro Sanitario: 2011DM-0007887

Titular: Coralmedica Ltda.

Vigencia: 21/09/2021

Vida útil: 5 Años

Clasificación: I

Importador: Coralmedica

Modalidad: Importar y Vender

Unidad Empaque: Unidad

Unidad Venta: Unidad

Material: Aluminio / Polipropileno

Indicaciones uso: Uso profesional

Sistemas calidad: Prueba de estabilidad y aspecto físico en la línea de producción

Condiciones de Almacenamiento:

Almacenamiento en lugar seco y lejos de olores fuertes.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Campana doble para alta y baja frecuencia, tipo enfermera, tubo binocular en aluminio, tubo en y fabricado en PVC, olivas fijas, colores surtidos.

ACCESORIOS

No Aplica

TAMAÑOS / USOS

Ref. BK3002

Uso Adulto y pediátrico (Escolar)

Doble Servicio