



FONENDOSCOPIO CARDIOLOGY GMD COLORS

Fabricado en acero inoxidable, ofrece una excelente calidad acústica debido a que incorpora dos mangueras en una en forma de V. Su diafragma y campana mejorados optimizan la conductividad del sonido.

<p>Para estudiantes y profesionales de la salud</p>	<p>ideal para obtención de sonidos corporales</p>
<p>Óptima percepción de acústica</p>	<p>Olivas diseñadas para la estructura del oído</p>
<p>Campana robusta en acero inoxidable</p>	<p>Manguera en PVC que aísla sonidos externos</p>
<p>Servicio al cliente</p>	<p>1 AÑO DE GARANTÍA</p>



COLORES

- | | | | |
|--|----------------|--|---------------|
| | GMD30-DCK-ST13 | | GMD30-DCK-T13 |
| | GMD30-DCK-ST19 | | GMD30-DCK-T14 |
| | GMD30-DCK-ST20 | | GMD30-DCK-T4 |
| | GMD30-DCK-T11 | | |

EAN13 - SKU	7709951922739 - 7709594331516 - D011D01145 - 7709594331523 - 7709594331561 - 7709934970238 - 7709594331578
Dimensiones caja master	89 cm x 39 cm x 25 cm
Cantidad por caja master	50 unidades
Peso neto caja master	28 kg
Peso bruto caja master	29 kg
Dimensión caja primaria	25,2 cm x 13 cm x 3,9 cm
Peso neto unidad	0,4 kg
Clasificación de riesgo	clase I (riesgo bajo)
Registro Sanitario	2015DM-0014070