

COMPRESOR NEBULIZADOR
NUBE 5000

El Compresor Nebulizador NUBE 5000 es un sistema de aerosolterapia portable de uso en cualquier lugar, para el tratamiento del sistema respiratorio superior e inferior.



GMRN846



EAN-13	7709503826324
Dimensiones caja master	38,5 cm x 18,5 cm x 19,5 cm
Cantidad por caja master	4 unidades
Peso neto caja máster	1,47 kg
Peso bruto caja máster	3,5 kg
Dimensiones caja primaria	18,8 cm x 7,8 cm x 16 cm
Peso del producto	0,19 kg
Temperatura almacenamiento/transporte (°C)	Desde -20° C hasta 60° C
Humedad relativa (%)	De 10% a 95%
Adaptador de corriente:	Entrada: 100-240 V AC, 50 - 60 Hz, 0.5 A / Salida: 5V DC 2 A
Capacidad de la batería	1650 mAh
Tensión nominal de la batería	3,7 V DC
Tipo de batería	Polímero de Li-Ion
Capacidad del nebulizador	2 ml (mínimo) - 6 ml (máximo)
Presión máxima del compresor (PSI)	16 PSI (aprox)
Tasa de nebulización (ml/min)	≥ 0,16 ml/min
Ciclo de operación	Hasta 30 minutos encendido / 30 min apagado
Accesorios	Micronebulizador, mascarar (adulto y pediátrica), pieza de boca, filtros de aire (x5), estuche almacenamiento.
Clasificación de riesgo	Clase II A (riesgo moderado)
Registro sanitario	2020DM-0021439