



KIT #1 CON CILINDRO DE 680 lt

Kit compuesto por: Cilindro de oxígeno de 680 l, carro de 680 l, regulador 0-15 lpm, acople, humidificador.



Administración eficaz
del oxígeno



Fácil de transportar
y almacenar



Servicio al
cliente



**1 AÑO
DE GARANTÍA**



SKU	H03OX05144
Capacidad del cilindro (Lt)	680 Lt
Alto cilindro	66 cm
Diámetro cilindro	11 cm
Tipo de válvula	Yugo
Rango de presión de operación (PSI)	[0 - 3000]
Presión de entrada (PSI)	2200
Presión de salida (PSI)	50
Flujo (Lpm)	0 - 15
Material	Aluminio
Rango de operación de Temp.	[-18° -49° C]
Tipo de manómetro regulador	Reloj
Clasificación de riesgo	Clase IIA (riesgo moderado)
Registro sanitario	2015DM-0014023