


BASTÓN PARA INVIDENTE PLEGABLE KONFORT PLUS

El Bastón para invidente Konfort Plus de fabricación en aluminio, es un bastón ligero, seguro y resistente. Cuenta con sistema plegable en 4 secciones, correa de seguridad, empuñadura plástica, y tapón giratorio

 Para invidentes	 Independencia y seguridad
 Estructura en Aluminio	 Sistema de pliegue en 4 secciones
 Tapón giratorio	 Correa de seguridad para la muñeca
 Servicio al cliente	 2 AÑOS DE GARANTÍA



SKU	H01MA041678
Dimensiones caja máster	42 cm x 12 cm x 26 cm
Cantidad por caja máster	20 unidades
Peso neto caja máster	6,8 Kg
Peso bruto caja máster	8,3 Kg
Material de la empuñadura	Poliuretano (PU)
Material del tapón	ABS
Estructura	Aluminio anodizado en colores gris y rojo.
Calibre del tubo	1 mm
Partes	Caña plegable, aluminio anodizado, empuñadura plástica y tapón giratorio
Altura	119 cm
Capacidad de peso	100 Kg
Registro Sanitario	2017DM-0017016