



ESTUCHE CON MASCARILLA RCP DESECHABLE GMD

Mascarilla desechable para RCP con estuche de transporte y almacenamiento, ideal para botiquines. Disponible en dos colores.



COLORES



GMD-102B-A



GMD-102B-R

SKU	D02RE04038 - D02RE04039
Material del estuche	Náilon
Dimensiones del estuche	45 mm x 50 mm
Material de la máscara	Polipropileno (PP)
Dimensiones de la máscara	280 mm x 80 mm
Material de la válvula	Polietileno (PE)
Registro Sanitario	2019DM-0020204